## TD n°5 : Interféromètre de Michelson.

# **EXERCICE 1 : interféromètre de Michelson (franges d'égale épaisseur)**

Un interféromètre de Michelson est réglé pour donner des franges de coin d'air; la différence de marche au centre du champ des miroirs est nulle. On opère sous incidence quasi normale, en lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide  $\lambda_0 = 0,5893$  µm et on dispose de deux lentilles convergentes  $L_1$  et  $L_2$  de même distance focale f' = 0,20 m. On observe les franges du coin d'air par projection sur un écran  $\mathbf{E}$ .

- 1. Faire un schéma.
- **2.** L'écran  $\mathbf{E}$  est placé à D=1 m de la lentille  $L_2$ . L'interfrange mesuré sur l'écran est : i=5 mm. Calculer l'angle  $\alpha$  du coin d'air.

On règle maintenant l'interféromètre de Michelson en lumière blanche.

3. Qu'observe-t-on sur l'écran?

On interpose sur un des trajets du faisceau lumineux (entre la séparatrice et un des miroirs) une lame d'indice n (le rayon lumineux est perpendiculaire aux faces de la lame) et d'épaisseur e.


- **4.** Montrer qu'en déplaçant un des miroirs, on peut retrouver le phénomène initial. Pourquoi opère-t-on en lumière blanche ?
- 5. Montrer qu'ainsi on peut mesurer l'indice de la lame connaissant son épaisseur.

#### **EXERCICE 2**

Un interféromètre de Michelson est constitué par une lame semi réfléchissante, non absorbante, appelée séparatrice SP dont les facteurs de transmission et de réflexion valent 1/2, et de deux miroirs plans  $M_1$  et  $M_2$  perpendiculaires l'un à l'autre. Les distances  $JA_1$  et  $JA_2$  sont égales. La lame SP est inclinée à  $45^{\circ}$  par rapport aux normales à  $M_1$  et  $M_2$ . La longueur d'onde de la source vaut  $\lambda_0 = 546,1$  nm dans le vide, de symétrie de révolution autour de l'axe SJ. L'indice de l'air vaut 1,0. On observe dans le plan focal d'une lentille mince convergente L de distance focale f' = 1,0 m.


- 1. Qu'observe-t-on sur l'écran?
- 2. On déplace  $M_2$  de e=1,1 mm dans la direction des x positifs. Montrer à l'aide d'un schéma que le phénomène d'interférences observé est analogue à celui d'une lame d'air à faces parallèles. Comment s'appelle le dispositif?
- 3. Où sont localisées les interférences ? Comment les observe-t-on expérimentalement ?

- 4. Déterminer les rayons des deux premiers anneaux brillants.
- 5. On place sur le bras JA1et parallèlement au miroir  $M_1$ , une lame d'épaisseur  $e' = 9,5 \mu m$  et d'indice n=1,5117. Calculer la variation de l'ordre d'interférence au centre et les rayons des deux premiers anneaux brillants.



#### **EXERCICE 3: Observation d'un doublet.**

Un interféromètre de Michelson est éclairé par une source monochromatique  $\lambda_0$  (pulsation  $\omega_0$ ) collimatée par la lentille  $L_1$  qui donne un faisceau parallèle. Ce faisceau, considéré comme étant une onde plane dont l'amplitude du champ électrique  $E_0.exp(i\omega_0t)$  est divisé en deux faisceaux identiques par une lame séparatrice d'épaisseur négligeable (appelé pellicule séparatrice).



La première partie du faisceau réfléchie par un miroir fixe  $M_1$  et après une nouvelle traversée de la pellicule se dirige vers la lentille  $L_2$  et le détecteur. La deuxième partie du faisceau est réfléchie par un miroir mobile  $M_2$  et après réflexion sur la pellicule vient interférer avec la première partie du faisceau. En x=0, la différence de marche  $\delta$  entre les deux faisceaux qui interfèrent est nulle.

- 1. Ecrire l'amplitude du champ électrique des deux faisceaux au niveau du détecteur.
- 2. Ecrire l'éclairement Ed vu par le détecteur en fonction du déplacement d du miroir mobile M<sub>2</sub>.
- 3. Représenter graphiquement la variation de l'éclairement Ed en fonction de  $\lambda_0$ . Sur quelle distance doit-on déplacer le miroir mobile  $M_2$  pour que l'éclairement Ed passe d'un minimum à un autre ?
- **4.** On remplace la source monochromatique par une source émettant deux longueurs d'onde proches  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  ( $\Delta\lambda = \lambda_1 \lambda_2$ ,  $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \lambda_0$  et  $\Delta\lambda << \lambda_0$ ) et de même amplitude. Donner la nouvelle expression de l'éclairement Ed en fonction de  $\lambda_0$ ,  $\Delta\lambda$  et de d. Représenter schématiquement cette variation et déterminer  $\Delta\lambda$  ou  $\Delta\nu$ .
- 5. Cette source est un laser He-Ne émettant sur deux modes séparés de  $\Delta \nu$  au voisinage de  $\lambda_0 = 632,8$  nm. Déterminer la valeur numérique de  $\Delta \nu$  en MHz sachant que l'on est obligé de déplacer le miroir de 24,5 cm pour faire décrire à Ed(d) un motif complet.

### **EXERCICE 4 : Interférences en lumière blanche**

On reprend l'interféromètre décrit dans l'exercice précédent auquel on se reportera. La source (S) émet maintenant de manière uniforme dans un intervalle de fréquence  $(v_1,v_2)$ . L'éclairement émis dans la bande élémentaire de largeur dv appartenant à cet intervalle s'écrit :  $dE = AE_i dv$ .

1. Montrer que l'éclairement total peut se mettre sous la forme :

$$E=E_0\left(1+f(\delta)\right)$$

Expliciter  $f(\delta)$ .

2. Cette source est en fait une source de lumière blanche ; les longueurs d'onde qui limitent le spectre sont :  $\lambda_2 = 0$ , 400 nm et  $\lambda_1 = 0$ , 650 nm. En vous aidant d'une calculatrice, tracer E /  $E_0$  en fonction de  $\delta$ ,  $\delta$  variant de -0,2  $\mu$ m à 0,2  $\mu$ m.

En déduire une méthode de réglage de l'interféromètre en épaisseur nulle.